

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0405
	LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE	Revisión: 09
		20.12.2022
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>

Ventura Pinkmod

2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso extra duro color rosa gingival / <i>Gum pink-coloured extra-hard gypsum</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso tipo IV. / <i>Gypsum type IV.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>
--

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 22 ml
Color / <i>Colour</i>	Rosa / <i>Pink</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	11' 00"
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i>	0,09 %
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (24 h)</i>	≤ 0,18%
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	≥ 35 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / <i>PRESENTATION</i>

Presentación / <i>Presentation</i>	Consultar la información en la página web / <i>See the information on the website</i>
---	---

5 CADUCIDAD / <i>EXPIRY DATE</i>

3 años / <i>3 years</i>
