

MÁS SEG!

AUTOCLAVE ESTERILIZADOR POR VAPOR

STANDARD LINE



MÁXIMA FIABILIDAD



- ES ROBUSTA Y CON UN GRAN RENDIMIEN-TO.
- SUPERA EL TEST DE 12000 OPERACIONES CONTÍNUAS EN NUESTRO LABORATO-RIO.



L EL DEPÓSITO CERRADO DE AGUA SUCIA PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRU-

ZADA.

Depósitos

L EL DEPÓSITO ABIERTO DE AGUA LIMPIA, SE LIMPIA Y SE RELLENA FÁCILMENTE.

ESTERILIZACIÓN EFICAZ

L EL GRADO DE VACÍO PUEDE LLEGAR A -82KPA DURANTE LA FASE DE VACÍO.







ST	'ΔN	$D\Delta$	RD	12L
- 1				

STANDARD 18L

STANDARD 23L

MEDIDAS CÁMARA Ф 20*36cm

> G.W./ N.W. 55 / 47 kgs

MEDIDAS 63*43*36 cm

ALIMENTACIÓN 50HZ 1.95kW

MEDIDAS CÁMARA Φ 25*35cm

G.W./ N.W. 61 / 53 kgs

MEDIDAS 62*50*43 cm

ALIMENTACIÓN 50HZ 1.95kW

MEDIDAS CÁMARA Φ 25*45cm

> G.W./ N.W. 63 / 55 kgs

MEDIDAS 66*50*43 cm

ALIMENTACIÓN 50HZ 1.95kW

PROGRAMA

UNIVERSAL 121 °C

SÓLIDO 134 ℃

UNIVERSAL 134 ℃

B&D

TEST DE VACÍO