

Autoclave Standard Line



El autoclave de la línea Standard tiene dimensiones exteriores compactas, lo que lo hace perfecto para el mundo actual clínica contemporánea. Está diseñado para esterilizar ciclos de clase B. La función automática de esterilización y secado con tiempo de esterilización ajustable lo convierte en la elección perfecta para la esterilización de instrumentos estrechos, huecos y paquetes envueltos.

Características:

Esterilizador pre y post vacío

4 programas de esterilización preestablecidos

Display Digital

Filtro de bacterias de alta densidad

Detector de calidad del agua (opcional)

Sistema de bloqueo de puerta doble

Prueba de hélice de vacío y Bowie & Dick aprobada

Salida de datos: Tarjeta SD.

Funciones de seguridad: sobrecalentamiento, sobrepresión, indicador de nivel bajo de agua, sistema de bloqueo de puerta de seguridad presente | Certificación ISO 13485 y CE (MDD 93/42/EEC)

Aplicaciones:

Odontología, Belleza, Tatuaje, Veterinaria, Podología, Laboratorio.

Programas de esterilización:

Programa	121°C Sólido	121°C Universal	134°C Sólido	134°C Universal
Tiempo de vacío	1	3	1	3
Temp (°C)	121	121	134	134
Presión (KPA)	110	110	210	210
Tiempo (Min.)	20	20	4	4

Programas de prueba:

Programa	BD/Helix Test	Test
Tiempo de vacío	3	1
Temp (°C)	134	/
Presión (KPA)	210	-80
Tiempo (Min.)	3.5	15

Hoja de especificaciones:

Descripción	Esterilizador a vapor pequeño (autoclave)		
Clase	Class B		
Capacidad	12L	18L	23L
Tamaño de la cámara	Φ20cm x 36cm	Φ25cm x 35cm	Φ25cm x 45cm
Material de la cámara	SS304 as default, SS316 optional		
Certificación	CE 0123, ISO 13485		
Standard	BS EN 13060:2004 + A2:2010		
Alimentación	110-220V 50/60Hz		
Potencia	1950 VA		
Temperatura esterilización	105 - 134°C		
Presión máxima	0.21-0.23MPA		
Idioma	English		
Sistema de bloqueo	Taquillas mecánicas + eléctricas		
Salida de datos	Tarjeta de SD		

Lista de paquetes estándar:

Autoclave	1
Cable de alimentación	1
Accesorio drenaje de agua	2
Bandeja	3
Porta bandeja	1
Asa para bandeja	1
Manual de instrucciones	1

Información del paquete:

12 LITROS

18 LITROS

23 LITROS

Modelos	LFSS12AA	LFSS18AA	LFSS23AA
Referencia	2000-02	2000-03	2000-04
Peso neto (kg)	47	53	55
Peso bruto (kg)	54	61	63
Dimensiones (cm)	63 x 43 x 36	62 x 50 x 43	65 x 50x 43
Medidas (cm)	72 x 52 x 43.5	72 x 57 x 50	77 x 57x 50