

	TÍTULO: PLANCHAS CLEAR	CÓDIGO: FT-SGC034.02
	FECHA DE EMISIÓN: 02/AGO/2021	REEMPLAZA: FT-SGC034.01
		No. PÁG.: 1 de 2

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

Planchas termoplásticas transparentes y rígidas para máquinas de vacío. Compuestas de poliéster a base de ácido tereftálico.

No contienen látex.

Se pueden termoformar rápidamente con un bajo consumo de energía y grados extremos de estiramiento.

2. FINALIDAD

De uso para retenedores de ortodoncia, placas de retención, férulas de bruxismo.

3. CLASIFICACIÓN

Producto de venta libre

4. PRESENTACIÓN

- Plancha Clear 1mm (0.040 pulgadas) caja con 25 unidades
- Plancha Clear 1,5 mm (0.060 pulgadas) caja con 25 unidades
- Plancha Clear 2 mm (0.060 pulgadas) caja con 25 unidades

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- 09-041 plancha Clear 1 mm
- 09-042 plancha Clear 1,5 mm
- 09-043 plancha Clear 2 mm

6. MODO DE EMPLEO

Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac, Econovac, tray vac, machine III
Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacío elegida.

7. ADVERTENCIAS

- Para la limpieza de laminados se recomienda un lavado periódico con un jabón líquido suave y un cepillo blando, seguido por un enjuague en un enjuague bucal con sabor agradable para eliminar el sabor jabón.
- Almacenar las planchas en lugares bien ventilados y con la humedad adecuada.
- El polímero fundido en la piel puede causar quemaduras térmicas.

8. IMAGEN

