

	TÍTULO: PLANCHAS TEMPORARY	CÓDIGO: FT-SGC035.02
	FECHA DE EMISIÓN: 02/AGO/2021	REEMPLAZA: FT-SGC035.01
		No. PÁG.: 1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:	Revisado/Aprobado por:
Firma/fecha	Firma/fecha

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**
Los documentos impresos o descargados deben ser verificados frente a la versión vigente.

1. CARACTERÍSTICAS

- PLANCHAS termoplásticas transparente semiflexibles para máquinas de vacío.
- No contienen látex.

2. FINALIDAD

Planchas para la elaboración de adaptaciones termoplásticas para fines odontológicos mediante el uso de máquinas de vacío.

Planchas para férulas temporales de rápida formación, retenedores de ortodoncia, férulas de blanqueamiento.

Planchas para cubetas quirúrgicas y para fijación de implantes.

3. CLASIFICACIÓN

Producto de venta libre

4. PRESENTACIÓN

- PLANCHAS TEMPORARY SPLINT 0.5mm (0.020") caja con 50 unidades

5. NÚMERO DE REFERENCIA

- Ref: 09-040: plancha Temporary Splint 0,5 mm.

6. MODO DE EMPLEO

Compatibles con las máquinas de vacío Ecovac , Econovac, tray vac, machine III
Seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante de la máquina de vacío elegida.

7. ADVERTENCIAS

- Para la limpieza de laminados recomienda un lavado periódico con un jabón líquido suave y un cepillo blando, seguido por un enjuague en un enjuague bucal con sabor agradable para eliminar el sabor jabón.
- Almacenar las planchas en lugares bien ventilados y con la humedad adecuada.

8. IMAGEN

