

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	SPRAY DISOLVENTE NARANJA	
REFERENCIA	87210	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstraße 1 47269 Duisburg Alemania	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Remueve el material de impresión, óxido de zinc eugenol y composites del instrumental.	
ESPECIFICACIONES	Para superficies de acero inoxidable, limpia y aporta brillo. Natural y con aroma a naranja.	
EMBALAJE	SPRAY 200 ml	
CADUCIDAD	Ver base del producto	
FINALIDAD	Agente de limpieza.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Manipular solamente en áreas bien ventiladas. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición – No fumar. Tomar medidas contra cargas electroestáticas. No comer, beber, fumar ni aspirar rapé durante el trabajo. Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada. Protección preventiva de la piel con pomada protectora.</p>	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	<p>Guardar siempre en el recipiente original. No almacenar junto con oxidantes. Almacenar en un sitio fresco, protegido del calentamiento/sobrecalentamiento y de los rayos solares.</p>	
MSDS	Aplica	

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.